

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР СтериТЕСТ-П-А

РЗН 2015/3070

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 120°C - 45 мин / 126°C - 30 мин / 132°C - 20 мин, внутри упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	120°C - 45 мин / 126°C - 30 мин / 132°C - 20 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы СтериТЕСТ-П-А предназначены для контроля соблюдения критических переменных процесса **паровой стерилизации** - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара внутри стерилизуемых изделий.

Характеристики:

- относятся к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются **внутри** стерилизуемых изделий и упаковок;
- чёткий цветовой переход от начального оранжевого к конечному коричневому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- один индикатор может применяться **для нескольких режимов стерилизации**.

Гарантийный **срок годности** - 48 месяцев.