

Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ Азопирам-Р»

РЗН 2017/5816

набор реагентов, для обнаружения следов крови,  
порошок амидопирина / раствор анилина  
солянокислого, - определений



ВИНАР НПФ ООО, Россия

Характеристики

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип                    | набор реагентов                                                         |
| Назначение             | для обнаружения следов крови                                            |
| Состав набора          | порошок амидопирина / раствор анилина<br>солянокислого                  |
| Объемы в наборе        | - порошок амидопирина - 10 г<br>- раствор анилина солянокислого - 10 мл |
| Количество определений | -                                                                       |

Дополнительные характеристики

Индикаторы ЭомиТЕСТ Азопирам предназначены для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателем, окислителей (Хлорамина, Хлорной извести, Хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях.