

Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ Ультразвук»

РЗН 2017/5816

раствор, для контроля ультразвуковых колебаний, -
определений

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	раствор
Назначение	для контроля ультразвуковых колебаний
Объемы в наборе	- раствор индикатора со стеклянными шариками - 20 шт. / 24 шт.
Количество определений	-

Дополнительные характеристики

Индикаторы «ЭомиТЕСТ Ультразвук»

Индикаторы серии ЭомиТЕСТ® Ультразвук предназначены для контроля мощности ультразвуковых колебаний в ультразвуковых мойках.

Характеристика продукта:

- чёткий цветовой переход от начального зелёного к желтому;
- нетоксичны, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов.

Гарантийный срок годности – 24 месяца.