


Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-05

РЗН 2018/7109

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121-137°C,
внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Температура	121-137°C
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

В упаковке: 500, 1000, 2000 шт. (рулон/лист).