

Индикатор паровой стерилизации Медтест 134°С / 3.5 мин (класс 6)

ФСР 2012/13342

химический, ПАР, 6 класс, 134°С - 3.5 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	6 класс
Режимы	134°С - 3.5 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Индикаторы «Медтест» (класс 6) - имитирующие химические индикаторы для стерилизаторов с форвакуумным способом удаления воздуха.