

Индикатор пароформальдегидной стерилизации DGM Steriguard класс 4

ФСЗ 2012/12553

химический, ФОРМ, 4 класс, внутри упаковки, в упаковке 1000 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ФОРМ
Класс	4 класс
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Описание

Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации парами формальдегида марки.

Индикатор соответствует классу 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009 и предназначен для использования в пароформальдегидных стерилизаторах при размещении внутри каждой стерилизационной упаковки. Каждый отдельный индикатор представляет собой не скрепленные друг с другом полоски, на лицевой стороне которых нанесена индикаторная метка, необратимо меняющая цвет при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента в процессе цикла стерилизации.