

Индикатор паровой стерилизации DGM Steriguard класс 4, тип B2

ФСЗ 2012/12553

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 120°C - 45 мин / 132°C - 20 мин, снаружи упаковки, в упаковке 1000 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	120°C - 45 мин / 132°C - 20 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Описание

Многорежимные индикаторы для контроля паровой стерилизации 4 класса марки Dgm Steriguard

Особенности:

- многорежимные индикаторы из инновационных чернил: один тип индикатора применим для нескольких режимов стерилизации;
- экономия средств ЛПО по сравнению с закупкой однорежимных индикаторов;
- новое улучшенное изменение цвета;
- удобная упаковка в виде твердого конверта с пакетом: защищает от влаги, солнечных лучей, механических повреждений и деформации;
- вскрытие конверта одним движением руки (не требует ножниц);
- в комплект входит журнал формы 257у.