

Индикатор паровой стерилизации DGM Steriguard класс 5

ФСЗ 2012/12553

химический, ПАР, 5 класс, многорежимный, 120°С-135°С, внутри упаковки, в упаковке 250 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	5 класс
Многорежимный	Да
Температура	120°С-135°С
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	250 шт.

Описание

Индикатор для контроля паровой стерилизации 5 класса марки Dgm Steriguard предназначен для контроля соблюдения режимов стерилизации в паровых стерилизаторах с вакуумной системой удаления воздуха при критических параметрах от 120°С до 135°С.

Особенности:

- Новое исполнение: напечатанные чернила вместо расплывающейся таблетки.
- Удобная упаковка в виде твердого конверта с пакетом: защищает от влаги, солнечных лучей, механических повреждений и деформации.
- Вскрытие конверта одним движением руки (не требует ножниц).
- В комплект входит журнал форма 257у.