

Индикатор паровой стерилизации DGM Steriguard класс 6, тип А

ФСЗ 2012/12553

химический, ПАР, 6 класс, многорежимный, 121°С - 15 мин / 121°С - 20 мин / 134°С - 5 мин / 134°С - 7 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 250 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	6 класс
Многорежимный	Да
Режимы	121°С - 15 мин / 121°С - 20 мин / 134°С - 5 мин / 134°С - 7 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки
Количество в упаковке	250 шт.

Описание

Индикаторы (имитаторы) 6-ого класса Тип А марки GM Steriguard предназначены для контроля соблюдения режимов стерилизации в паровых стерилизаторах с вакуумной системой удаления воздуха. Индикаторы 6-ого класса имеет наиболее строгие допуски по сравнению с индикаторами 4 класса.