

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР-5 класс 120°C-135°C

ФСР 2010/09572

химический, ПАР, 5 класс, многорежимный, 120-135°C,
внутри упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	5 класс
Многорежимный	Да
Температура	120-135°C
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы ВИНАР-5класс предназначены для контроля условий стерилизации внутри упаковок и стерилизуемых изделий в паровых стерилизаторах всех типов **при всех режимах**.

Характеристики:

- относятся к **классу 5** (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются **внутри** стерилизуемых изделий и упаковок;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный **срок годности** – 36 месяцев.

Температура: 120 / 121 / 124 / 126 / 130 / 132 / 134 / 135 °C.