

Индикатор паровой стерилизации МАРКЕР ХимТест

РЗН 2020/9675

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121°С - 20 мин / 126°С - 10 мин / 134°С - 5 мин, внутри упаковки, в упаковке 1000 шт.

Маркер НПО ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	121°С - 20 мин / 126°С - 10 мин / 134°С - 5 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Описание

Индикатор стерилизации МАРКЕР ХимТест предназначен паровой стерилизации.
Применяются для текущего и периодического контроля стерилизации медицинских изделий в стерилизационных отделениях лечебно-профилактических учреждений, предусмотрены для использования персоналом учреждений и служб, эксплуатирующих и контролирующих стерилизационное оборудование. Универсальный индикатор позволяет производить закладку индикатора, как в контрольные точки камеры стерилизатора, так и в индивидуальные упаковки, наборы, закладки и т.д. с изделиями. Индикатор стерилизации поставляется комплектами по 1000 тестов с журналом ф. 257/у. Срок годности: 60 месяцев.