

Индикатор паровой стерилизации Медтест 134°C / 20 мин (класс 4)

ФСР 2012/13342

химический, ПАР, 4 класс, 134°C - 20 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	134°C - 20 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Индикаторы «Медтест» (класс 4) - имитирующие химические индикаторы для стерилизаторов с форвакуумным способом удаления воздуха.