

Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-5П (все режимы)

РЗН 2019/8847

химический, ПАР, 5 класс, многорежимный, 120°С-137°С, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	5 класс
Многорежимный	Да
Температура	120°С-137°С
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

Индикатор 5 класса СТЕРИМАГ-5П 120°С-137°С (все режимы):
реагируют на все критические переменные паровой стерилизации (температура, давление, время, насыщенность пара) аналогично биологическому индикатору, поэтому подходит для любых режимов паровой стерилизации (в диапазоне от 120°С до 137°С). Может так же применяться для контроля процессов обеззараживания объектов в паровых стерилизаторах.