

Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-36 (все режимы)

РЗН 2019/8847

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 120°С-137°С, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Температура	120°С-137°С
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

Индикатор 4 класс СТЕРИМАГ-П-36 120°С-137°С (все режимы):
для всех режимов паровой стерилизации в диапазоне от 120°С до 137°С и размещения внутри и снаружи стерилизационных упаковок. Может также применяться для контроля процессов обеззараживания объектов в паровых стерилизаторах.