

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР ИЭ-02

ФСР 2009/05019

химический, ПАР, 1 класс, многорежимный, снаружи упаковки

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	1 класс
Многорежимный	Да
Размещение индикатора	снаружи упаковки

Описание

Индикаторы «Свидетели» ИЭ-02 предназначены для визуального отличия упаковок, прошедших стерилизацию, от нестерилизованных, что исключает риск смешения потоков стерилизованных и нестерилизованных изделий.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 1 (индикаторы процесса) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- применимы при всех разрешённых в РФ режимах паровой стерилизации;
- после выдержки в режимах паровой стерилизации цвет индикаторной метки необратимо переходит в любой оттенок розового цвета;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения, хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности: 24 месяца;
- срок действия: не ограничен;
- ТУ 9398-033-11764404-2004.