

Индикатор плазменной стерилизации 1 класса DGM Steriguard

ФСЗ 2012/12553

химический, ПЕР, 1 класс, снаружи упаковки

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПЕР
Класс	1 класс
Размещение индикатора	снаружи упаковки

Описание

Рулон индикаторный для контроля медицинской плазменной стерилизации марки DGM Steriguard от 18 мм × 50 м до 25 мм × 50 м.

Предназначен для фиксации упаковок из материала СММС. Содержат индикатор 1 класса. Индикаторы совместимы со всеми плазменными стерилизаторами, представленными на российском рынке.