

Индикатор плазменной стерилизации DGM Steriguard

ФСЗ 2012/12553

химический, ПЕР, 4 класс, внутри упаковки, в упаковке 200 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПЕР
Класс	4 класс
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	200 шт.

Описание

Индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard".
Предназначен для вкладывания в упаковки. Реагирует на две и более критических переменных плазменной стерилизации. Индикатор совместим со всеми плазменными стерилизаторами, представленными на российском рынке.