

Индикатор плазменной стерилизации ВИНАР ПЛАЗМА-2

РЗН 2017/5249

химический, ПЕР, 4 класс, внутри упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПЕР
Класс	4 класс
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикатор ИнТЕСТ-ПЛАЗМА-2 предназначен для контроля условий внутри изделий и упаковок во всех режимах стерилизации парами перекиси водорода в камере стерилизатора в стандартном режиме (две диффузии) при температуре 27-60 °С.

Характеристика продукта:

- имеет две индикаторных метки: одна метка 5 класса и одна метка 4 класса;
- предназначены для контроля плазменной стерилизации **внутри** упаковок стерилизуемых изделий и **снаружи** упаковок в камере стерилизатора;
- четкий цветовой переход цвета индикаторных меток от начального к конечному;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и в документации;
- **индикаторы не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду;**
- **не требуют соблюдения особых мер безопасности;**
- гарантийный срок годности: 36 месяцев.

Применяются в следующих циклах стерилизации:

- режим стерилизации: время выдержки в перекиси водорода, 27-60 °С;
- контрольные значения индикатора: время, В*- 6 мин, Н*- 10 мин, 50°С;
- концентрация перекиси водорода: 2.3 мг/л
- цвет элемента сравнения: розовый

В* - индикаторная метка для контроля условий **внутри** стерилизуемых изделий, может применяться для контроля любых режимов стерилизации парами перекиси водорода.

Н* - индикаторная метка для контроля режима стерилизации **снаружи** упаковок и изделий.