

Индикатор плазменной стерилизации ВИНАР-ПЛАЗМА-5 Класс

РЗН 2014/2141

химический, ПЕР, 5 класс, многорежимный, 35-55°C,
внутри упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПЕР
Класс	5 класс
Многорежимный	Да
Температура	35-55°C
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы ВИНАР-ПЛАЗМА-5класс предназначены для контроля критических переменных в камере плазменного стерилизатора (стерилизация парами перекиси водорода).

Характеристика продукта:

- предназначены для контроля стерилизации **внутри** упаковок стерилизуемых изделий;
- относятся к **5 классу** (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- реагируют на все критические переменные;
- четкий цветовой переход к конечному сиреневому;
- не требуют соблюдения особых мер безопасности;
- не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и человека;
- на обратной стороне индикатора предусмотрен липкий слой, который облегчает его закрепление на упаковках.

Контрольные значения:

- 35°C - 15 мин;
- 45°C - 8 мин;
- 50°C - 6 мин;
- 55°C - 5 мин;

Концентрация перекиси водорода: 2.3 мг/л.

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.