

Индикатор внутриглазного давления ИГД-03 diathera

ФСР 2011/12182

портативный, бесконтактный, давление 5-63 мм рт. ст., питание батарейное

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,
Россия



Характеристики

Конструкция	портативный
Тип	бесконтактный
Диапазон измерения давления	5-63 мм рт. ст.
Питание	батарейное

Описание

ИГД-03 diathera – прибор для измерения внутриглазного давления.

Измерение тонометрического ВГД по Маклакову при нагрузке 10 г.

Особенности:

- Однократное измерение ВГД и никаких сложностей с вертикалью!
- На дисплее дополнительно отображаются символы, указывающие на нормальное (1) или повышенное (0) давление, и само значение ВГД.
- Высокая достоверность результатов тонометрии.
- Безопасность и отсутствие дискомфорта.
- Возможно измерение ВГД у детей.

Время одного измерения: не более 1 сек.

Тип батареек: AAA (5000 измерений на одном комплекте).

Размеры: 176×26×20 мм.

Вес: 105 г.