

Индикатор воздушной стерилизации DGM Steriguard 180/60

ФСЗ 2012/12553

химический, ВОЗД, 4 класс, 180°C - 60 мин, внутри
упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 1000 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	180°C - 60 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Описание

Индикатор для контроля цикла воздушной стерилизации по режиму 180°C/60 минут внутри (в центре) стерилизационных упаковок с изделиями и снаружи стерилизационных упаковок.

Соответствует классу 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011.

Индикаторы помещены в упаковку с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий.

Производятся в листах с точечной перфорацией между индикаторами, на лицевой стороне которых нанесена индикаторная метка, необратимо меняющая цвет при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента в процессе цикла стерилизации. Обратная сторона индикатора с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива закрыта защитной бумагой.

В упаковке 1000 тестов и журнал учета.