

Индикатор воздушной стерилизации Медтест ИКВС-ВН/01 (класс 4)

ФСР 2008/03222

химический, ВОЗД, 4 класс, многорежимный, 180°С - 30 мин / 180°С - 45 мин / 200°С - 30 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Тип                   | химический                                       |
| Стерилизация          | ВОЗД                                             |
| Класс                 | 4 класс                                          |
| Многорежимный         | Да                                               |
| Режимы                | 180°С - 30 мин / 180°С - 45 мин / 200°С - 30 мин |
| Размещение индикатора | внутри упаковки                                  |

Описание

Индикаторы ИКС-ВН/01-«Медтест» (4 класс) для контроля параметров режимов внутри стерилизуемых упаковок в каждом цикле воздушной стерилизации.