


Индикатор воздушной стерилизации Медтест ИВС (класс 4)

ФСР 2008/03222

химический, ВОЗД, 4 класс, многорежимный, 160°C - 150 мин / 180°C - 30 мин / 180°C - 45 мин / 180°C - 60 мин / 200°C - 30 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	160°C - 150 мин / 180°C - 30 мин / 180°C - 45 мин / 180°C - 60 мин / 200°C - 30 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Индикаторы ИКС-«Медтест» (4 класс) для контроля параметров режимов внутри стерилизуемых упаковок в каждом цикле воздушной стерилизации.