

Индикатор воздушной стерилизации Медтест СТЕРИМАГ-В-08-н (класс 4)

РЗН 2019/8847

химический, ВОЗД, 4 класс, 180°C - 60 мин, снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	180°C - 60 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки

Описание

Индикатор одноразового применения СТЕРИМАГ-В-08-н предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения заданных параметров: температура стерилизации, время стерилизационной выдержки и условий воздушной стерилизации в стерилизационной камере при режиме 180°C/60мин. Данный индикатор крепится снаружи упаковки с инструментами.

Крайне рекомендуется использовать в одном цикле наружный индикатор СТЕРИМАГ-В-08-н, и внутренний индикатор СТЕРИМАГ-В-09-в чтобы одновременно контролировать температуру внутри пакета с инструментами и показатели работы стерилизатора.

Индикатор представляет собой бумажный носитель на клеевом основании с защитной подложкой, на лицевой поверхности которого нанесены маркировка, метка сравнения и индикаторная метка. Липкий слой обеспечивает надежное закрепление индикатора в точке контроля. Просечка на задней стороне индикатора позволяет мгновенно отделить его защитную подложку. В отличие от нанесенных на пакеты для стерилизации индикаторов 1 класса, которые только сигнализируют происходила стерилизация упаковки или нет, индикаторы 4 класса изменяют цвет только при обеспечении установленных параметров стерилизации цикла.

Количество: 500, 1000, 2000 шт.