

Индикатор воздушной стерилизации Медтест СТЕРИМАГ-В-09-н (класс 4)

РЗН 2019/8847

химический, ВОЗД, 4 класс, 180°C - 60 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	180°C - 60 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Химический одноразовый индикатор СТЕРИМАГ-В-09-в ИКВС-ВН/01-Медтест предназначен для контроля соблюдения заданных параметров температура и время стерилизационной выдержки воздушной стерилизации при режиме 180°C/60 мин. Эта модель индикатора крепится внутри пакета с инструментами и контролирует прогрев содержимого упаковки.

Крайне рекомендуется использовать в одном цикле наружный индикатор СТЕРИМАГ-В-08-н, и внутренний индикатор СТЕРИМАГ-В-09-в, чтобы одновременно контролировать температуру и время выдержки внутри пакета и показатели работы стерилизатора.

Индикатор представлен бумажной полоской с индикаторной меткой (которая должна изменить цвет после стерилизации) и меткой сравнения.

Липкий слой обеспечивает надежное закрепление индикатора в точке контроля. Просечка на задней стороне индикатора позволяет мгновенно отделить его защитную подложку.

В отличие от нанесенных на пакеты для стерилизации индикаторов 1 класса, которые только сигнализируют происходила стерилизация упаковки или нет, индикаторы 4 класса изменяют цвет только при обеспечении установленных параметров стерилизации цикла.

Количество: 500, 1000, 2000 шт.