

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР ИНТЕСТ-П-121/20-02

РЗН 2013/39

химический, ПАР, 4 класс, 121°C - 20 мин, внутри  
упаковки / снаружи упаковки

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Тип                   | химический                         |
| Стерилизация          | ПАР                                |
| Класс                 | 4 класс                            |
| Режимы                | 121°C - 20 мин                     |
| Размещение индикатора | внутри упаковки / снаружи упаковки |

Описание

**Индикаторы «ИНТЕСТ-П»** предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных **паровой стерилизации** - температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.

Помещаются в камере стерилизатора **снаружи** и **внутри** стерилизуемых изделий и упаковок.  
Относятся к **классу 4**.

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.