

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР ИНТЕСТ-П-134/5-02

РЗН 2013/39

химический, ПАР, 4 класс, 134°C - 5 мин, внутри
упаковки / снаружи упаковки

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	134°C - 5 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

Индикаторы «ИНТЕСТ-П» предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных **паровой стерилизации** - температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.

Помещаются в камере стерилизатора **снаружи** и **внутри** стерилизуемых изделий и упаковок.
Относятся к **классу 4**.

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.