

Индикаторы воздушной стерилизации ВИНАР Стеритест-Вл

РЗН 2013/42

химический, ВОЗД, 5 класс, многорежимный, 160-200°C, внутри упаковки

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	5 класс
Многорежимный	Да
Температура	160-200°C
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Индикаторы СтериТЕСТ-Вл предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649.

Характеристики:

- относятся к **классу 5** (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются **внутри** стерилизуемых изделий и упаковок, представляющих особую сложность при воздушной стерилизации;
- чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.