

Индикаторы воздушной стерилизации ВИНАР СтериКОНТ-В-180/60-02

ФСР 2009/05018

химический, ВОЗД, 4 класс, 180°С - 60 мин, снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	180°С - 60 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы СтериКОНТ-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649-83.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий;
- четкий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и документы архива;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности - 24 месяца;
- режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин / давление пара, МПа) - 180 ± 3/60+5