

Инфузионная система B.Braun Интрафикс Праймлайн

ФСЗ 2009/05244

инфузионная система, гравитационная / под давлением, шип пластиковый, длина 150 см / 180 см, фильтр 15 мкм

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная / под давлением
Шип	пластиковый
Длина	150 см / 180 см
Фильтр	15 мкм

Дополнительные характеристики

Интрафикс Праймлайн (Intrafix Primeline) – универсальная вентилируемая инфузионная система для гравитационной инфузии и инфузии под давлением с совместимыми насосами (устойчивость к давлению до 2 бар). Оснащается различными дополнениями, которые делают автоматическое заполнение, параллельную, гравитационную инфузию и инфузию под давлением безопасными, упрощают выполнение инъекций и комбинированной инфузии и многое другое.

Преимущества Интрафикс Праймлайн:

- Острый прозрачный наконечник, соответствующий ISO
- Высокая прозрачность купола капельной камеры
- Эластичная нижняя часть капельной камеры
- Большая площадь фильтрации жидкости
- Роликовый зажим с разъемом для утилизации наконечника
- Герметичное винтовое соединение
- Инфузионная система Интрафикс Праймлайн Комфорт выпускается с удлиненной трубкой, может выпускаться без ПВХ и без фталатов

Модификации Интрафикс Праймлайн

Название	Инфузия	Трубка	Дополнения	Кат. №
Классик базовый	давление	150 см	-	4062957
Классик базовый I.S.	гравитация	180 см	Y-инъекционный порт	4062181
Комфорт базовый	давление	180 см	-	4062981L
Комфорт R.V.	давление	180 см	Клапан против обратного тока	4063287
Комфорт N.T.P.	давление	180 см	Нейтрапур – без ПВХ	4062191
Комфорт I.S.	давление	180 см	Y-инъекционный порт	4062182