

Инфузионная система B.Braun Дозификс

ФСЗ 2007/00008

инфузионная система, с мерным сосудом,
гравитационная, шип пластиковый, длина 180 см,
фильтр 15 мкм

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инфузионная система
Специальные системы	с мерным сосудом
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый
Длина	180 см
Фильтр	15 мкм

Дополнительные характеристики

Дозификс (Dosifix) – инфузионная система с мерным сосудом для случаев, когда необходимо ограничивать объем вводимой внутривенно жидкости, а также для введения препаратов, неустойчивых при разведении и требующих немедленного введения сразу после смешивания. В первую очередь применяется в неонатологии и педиатрии. Подходит для инфузии под действием силы гравитации.

Свойства системы Дозификс:

- Инфузионная система с автоматическим завершением инфузии
- Наконечник с антибактериальной вентиляцией, Eugosap
- Два роликовых регулятора с чехлом для наконечника
- Инъекционный Y-порт
- Герметичное винтовое соединение

Мерный сосуд 150 мл

- с градуировкой и инъекционным портом
- антибактериальная вентиляция
- плавающий клапан, автоматически прекращающий инфузию после опустошения мерного сосуда, для защиты от воздушной эмболии
- микродозатор, 60 капель = 1 мл $\pm$ 0.1 мл (aqua dist.)
- эластичная нижняя часть капельной камеры
- инфузионный фильтр 15 мкм

Название	Трубка	Дополнение	Упаковка	Кат. №
Дезофикс	180 см	Инъекционный Y-порт	25 шт.	4037014