

Инфузионная система TRO-Soluset G

ФСЗ 2011/11228

инфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый, длина 150 см, фильтр 15 мкм

Troge Medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый
Длина	150 см
Фильтр	15 мкм

Дополнительные характеристики

Инфузионная система TRO-Soluset G для вливания жидких препаратов с подачей самотеком.

Свойства инфузионных систем TRO-Soluset G:

- острые иглы для прокола пробок флаконов с защитным колпачком
- интегрированный, воздушный фильтр с запирающим механизмом
- высококачественный материал воздушного фильтра
- большая прозрачная капельная камера – 20 капель = 1 ± 0.1 мл (дист. вода)
- фильтр для жидкости – 15 мкм
- прозрачная трубка длиной 150 см
- точный регулятор скорости инфузии
- инъекционный узел из латекса или безлатексный
- Луер или Луер Лок адаптер