

Инфузионный набор Medtronic MiniMed Mio 30

ФСЗ 2011/10169

набор инфузионный, трубка / канюля / сертер /
заглушка, канюля тефлоновая, длина канюли 13 мм,
длина трубки 60 / 110 см, угол введения 30°, с
разъединением у порта

Unomedical A/S, Дания



Характеристики

Тип	набор инфузионный
Состав	трубка / канюля / сертер / заглушка
Канюля	тефлоновая
Длина канюли / иглы	13 мм
Длина трубки	60 / 110 см
Угол введения	30°
Разъединение у порта	Да

Описание

Инфузионный набор MiniMed Mio 30 – это устройство с сертером и канюлей, которая устанавливается подкожно под углом 30°. Индивидуальный сертер-футляр позволяет брать набор с собой и легко и надежно устанавливать инфузионное устройство в любом месте. Дополнительное прозрачное окошко позволяет убедиться, что канюля полностью введена под кожу.

Длина канюли: 13 мм.

Длина трубки: 60 / 110 см.

Преимущества

- Катетеры Mio 30 особенно удобно брать с собой, так как каждый набор находится в индивидуальном и прочном пластиковом футляре, который в то же время является сертером.
- Острый угол введения позволяет минимизировать риски загиба канюли.
- Мягкая и гибкая тефлоновая канюля не ощущается в теле и не причиняет дискомфорта.
- Канюля не содержит фталатов, ПВХ, латекса.

Назначение: инфузионный набор MiniMed Mio 30 предназначен для непрерывной подкожной инфузии инсулина с помощью инсулиновой помпы MiniMed.

Срок службы: замену инфузионного набора следует производить каждые 2-3 дня.

Упаковка: каждый инфузионный набор MiniMed Mio 30 имеет две индивидуальных упаковки: одна упаковка с устройством сертера и канюлей и отдельно упакованная инфузионная трубка и коннектор.

Модели

	Mio 30 MMT-905	Mio 30 MMT-906
Длина трубки	60 см	110 см
Канюля	13 мм, 25 G	
Размер иглы интродьюсера	27 G	
Угол введения канюли	30°	
Соединение с резервуаром	MiniMed SC1 коннектор	
Количество в упаковке	10 штук	