

Инфузионный набор Medtronic MiniMed Sure T

ФСЗ 2011/10169

набор инфузионный, игла / трубка, канюля стальная,
длина канюли 6 / 8 / 10 мм, длина трубки 46 / 60 / 80
см, угол введения 90°

Unomedical A/S, Дания



Характеристики

Тип	набор инфузионный
Состав	игла / трубка
Канюля	стальная
Длина канюли / иглы	6 / 8 / 10 мм
Длина трубки	46 / 60 / 80 см
Угол введения	90°

Описание

Инфузионная система Медтроник МиниМед Шуа-Ти – это одноразовое инфузионное устройство для подкожного введения инсулина, подаваемого из резервуара помпы Медтроник. Представляет собой набор из стальной канюли и двух тонких трубочек, которые соединяются с инсулиновой помпой.

Благодаря простоте и повышенной безопасности Sure-T является оптимальным выбором для детей раннего возраста и беременных женщин вплоть до второго триместра. Подходит для людей любого телосложения, а также для людей, имеющих аллергию на тефлон или проблемы с загибом тефлоновых канюль.

Длина трубочки: 46 / 60 / 80 см.

Длина канюли: 6 / 8 / 10 мм.

Особенности катетера Sure-T

- Ультратонкая стальная канюля
- Простое ручное введение под углом 90°
- Отсоединение в 10 см от места инфузии
- Продолжительность использования 48-72 часа

Использование набора Medtronic Sure-T

Отличительной особенностью данной системы является самый маленький из имеющихся на рынке диаметр иглы 29-G. Такая игла очень комфортна в ношении и почти незаметна на теле. Канюля вводится в тело вручную и крепится с помощью специально предусмотренной липкой ленты. При необходимости трубочку

можно отсоединить, а иглу заклеить специальным пластырем. Коннектор трубок на расстоянии 10 см допускает разъединение без прикосновения к месту инфузии. Замену канюли нужно производить не реже чем раз в 2-3 дня.

Модели

Артикул	Длина канюли	Длина трубки
Sure-T MMT-862	6 мм	46 см
Sure-T MMT-864	6 мм	60 см
Sure-T MMT-866	6 мм	80 см
Sure-T MMT-874	8 мм	60 см
Sure-T MMT-876	8 мм	80 см
Sure-T MMT-884	10 мм	60 см
Sure-T MMT-886	10 мм	80 см