

Ингалятор кислорода КИ-5

ФСР 2011/09914

емкость 2 л, содержание кислорода 40% / 60%, расход
0 - 15 л/мин, давление в баллоне 1-19.6 МПа,
подсоединение без инструмента

КАМПО АО, Россия



Характеристики

Емкость баллона	2 л
Содержание кислорода	40% / 60%
Расход	0 - 15 л/мин
Давление в баллоне	1-19.6 МПа
Подсоединение к баллону без инструмента	Да
Размеры	470×170×350 или 210×160×180 (зависит от комплектации) мм
Вес	1.3 или 6.8 кг (зависит от комплектации)
Комплектация	- анестезиологическая лицевая маска, размер 5 (для взрослых); - анестезиологическая лицевая маска, размер 2 (для детей); - держатель маски 2 шт.; - фиксированный клапан «Вентури», обеспечивающий 40% кислорода; - фиксированный клапан «Вентури», обеспечивающий 60% кислорода; - клапанная коробка с ресивером; - кислородная трубка, L=1.8 м; - мундштук, 22М; - футляр; - инструкция по эксплуатации.

Дополнительные характеристики

Ингалятор кислорода КИ-5 предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации. В процессе работы ингалятор обеспечивает подачу и регулировку потока кислорода с

визуальным контролем по шкале индикатора расхода.

- полумягкая укладка с жестким каркасным элементом обеспечивает удобное расположение комплектующих аппарата при переноске и транспортировке;
- возможность комплектации по желанию Покупателя;
- наличие расходомера, который позволяет обеспечивать визуальный контроль подачи кислорода.