

Ингалятор кислородный КИ-25

ФСР 2012/14095

содержание кислорода 50% / 100%, расход 25 - 40 л/мин, давление в баллоне 19.6-1 МПа, подсоединение без инструмента, быстросъем для ИВЛ

Пневмоприбор ООО, Россия



Характеристики

Содержание кислорода	50% / 100%
Расход	25 - 40 л/мин
Давление в баллоне	19.6-1 МПа
Давление срабатывания предохранительного клапана	0.4 МПа
Подсоединение к баллону без инструмента	Да
Быстроразъемное соединение для ИВЛ	Да
Комплектация	- регулятор подачи кислорода; - баллон для медицинского кислорода с вентилем БК-2; - контур дыхательный; - универсальный комплект распылителя с тройником и загубником; - маски для комплектации аппаратов ИВЛ (Б2-125, Б2-145); - сменные части (Загубник 22М); - комплект ЗИП; - жесткий футляр.

Дополнительные характеристики

Ингалятор кислородный КИ-11 предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, ручной ИВЛ, а также для подключения аппаратов ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации.

Может быть использован для оказания первой помощи пострадавшим при пожаре, задымлении, загазованности, при кислородной недостаточности, асфиксии, для снятия приступов бронхиальной астмы и пр. Прост и безопасен в эксплуатации, не требует специальной подготовки персонала, может обслуживаться даже неквалифицированными пользователями.