

Ингалятор кислородный КИ-3М

ФСР 2009/06407

емкость 1 л, содержание кислорода 70%, расход 5 - 20 л/мин, давление в баллоне 40-150 МПа, подсоединение без инструмента

НПП Респиратор АО, Россия



Характеристики

Емкость баллона	1 л
Содержание кислорода	70%
Расход	5 - 20 л/мин
Давление в баллоне	40-150 МПа
Подсоединение к баллону без инструмента	Да
Размеры	240×120×380 мм
Вес	6.5 кг
Комплектация	- ингалятор КИ-3М; - баллон с кислородом; - две дыхательных маски со шлангами; - тканевая сумка-укладка для переноски; - ключ «27»; - комплект прокладок; - руководство, документация.

Дополнительные характеристики

Кислородный ингалятор КИ-3М – это медицинский аппарат, обеспечивающий подачу чистого кислорода или воздушной смеси (концентрация кислорода – 70%) пациентам в случае острых приступов удушья или дыхательных расстройств. Предназначен для применения в больницах, клиниках, автомобилях скорой неотложной помощи, в полевых условиях. С помощью этого прибора можно обслуживать сразу двух людей.