

Ингалятор кислородный КИ-Р7

ФСР 2009/05262

емкость 2 л, расход 0 - 15 л/мин, давление в баллоне - 150 МПа, подсоединение без инструмента

НПП Респиратор АО, Россия



Характеристики

Емкость баллона	2 л
Расход	0 - 15 л/мин
Давление в баллоне	-150 МПа
Подсоединение к баллону без инструмента	Да
Вес	6.5 кг

Дополнительные характеристики

Ингалятор кислородный КИ-Р7 предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте оказания медицинской помощи и (или) при транспортировании пострадавшего в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации.

Баллон с вентилем и кислородным редуктором, входящие в состав ингалятора, могут быть использованы в качестве дополнительного источника кислорода для наркозных аппаратов и аппаратов ИВЛ.