

Ингалятор компрессорный Little Doctor LD-211C

ФСЗ 2011/09249

компрессорный, распыление 0.31-0.50 мл/мин, камера -10 мл, воздушный фильтр, маска, мундштук, носовые канюли

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Вид	компрессорный
Темп распыления	0.31-0.50 мл/мин
Емкость камеры	-10 мл
Рабочая температура	- °С
Воздушный фильтр	Да
Маска	Да
Мундштук	Да
Носовые канюли	Да