

Ингалятор компрессорный Microlife NEB 10B

РЗН 2013/1187

компрессорный, распыление 0.23-0.68 мл/мин, камера
-12 мл, маска, мундштук, носовые канюли

ЗА HEALTH CARE S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	компрессорный
Темп распыления	0.23-0.68 мл/мин
Емкость камеры	-12 мл
Маска	Да
Мундштук	Да
Носовые канюли	Да
Масса	1.7 кг
Размеры	280×107×270 мм

Дополнительные характеристики

Небулайзер NEB 10B – небулайзер выбора для использования в домашних условиях, а так же для применения в ингаляториях ЛПУ и в отделениях разного профиля. Переключатель режимов распыления. Для максимальной эффективности при лечении заболеваний дыхательных путей на любом уровне в небулайзере Neb 10B имеется переключатель режимов распыления. На 1 режиме Микролайф Neb 10B является «золотым стандартом» при лечении нижних дыхательных путей. Размер частиц аэрозоля будет варьироваться от 0,36 до 1,98 мкм. На 2 режиме образуется аэрозоль со средним диаметром частиц, оптимальным для лечения заболеваний трахеи и бронхов. Размер частиц аэрозоля будет варьироваться от 2,38 до 3,57 мкм. На 3 режиме образуется аэрозоль с крупными частицами. Этот режим предназначен для лечения верхних дыхательных путей (нос, горло и т.д). Размер частиц аэрозоля будет варьироваться от 3,96 до 5,55 мкм.