

Ингалятор компрессорный 3A MidiNEB

ФСЗ 2009/05674

компрессорный, распыление -0.35 мл/мин, камера -12 мл, воздушный фильтр, маска, мундштук, носовые канюли

3A HEALTH CARE S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	компрессорный
Темп распыления	-0.35 мл/мин
Емкость камеры	-12 мл
Воздушный фильтр	Да
Маска	Да
Мундштук	Да
Носовые канюли	Да
Масса	1.1 кг