

Ингалятор компрессорный Omron CompAir NE-C900

ФСЗ 2012/13323

компрессорный, распыление -0.57 мл/мин, камера -7 мл, воздушный фильтр, маска, мундштук, носовые канюли

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Вид	компрессорный
Темп распыления	-0.57 мл/мин
Емкость камеры	-7 мл
Воздушный фильтр	Да
Маска	Да
Мундштук	Да
Носовые канюли	Да
Масса	2.2 кг