

Ингалятор ультразвуковой Альбедо ИН7

ФСР 2010/07079

ультразвуковой, размер частиц 0.5 - 5 мкм,
распыление 0-6 мл/мин

Альбедо ПМП ООО, Россия



Характеристики

Вид	ультразвуковой
Размер частиц	0.5 - 5 мкм
Темп распыления	0-6 мл/мин
Объем препарата	10 - 100 мл
Масса	2.5 кг
Размеры	220×170×170 мм

Дополнительные характеристики

Ультразвуковой ингалятор «Альбедо» в комплектации ИН 7 - базовая модель ультразвукового ингалятора. Ингалятор прост в обращении, все детали легко разбираются и обрабатываются. Установка ингалятора не требует дополнительных приспособлений, нажатие клавиши включения обеспечивает мгновенный выход на рабочий режим. Одной заправки распылительной камеры достаточно для проведения 5-10 ингаляций.