

Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 490

ФСЗ 2011/11111

стерилизация паровая, температура 56°C,
подключение к ПК

3M Health Care, США



Характеристики

Стерилизация	паровая
Температура инкубирования	56°C
Подключение к ПК	Да

Описание

Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 490 предназначен для инкубации и автоматического считывания паровых биологических индикаторов (БИ) быстрого считывания 3M Attest (1491 и 1492V) при температуре 56°C.

Конечный результат через:

- 30 минут – для индикаторов 3M Attest 1491
- 60 минут – для индикаторов 3M Attest 1492V

Есть возможность подключить устройство к ПК через Internet, что позволяет удаленно просматривать текущее состояние БИ, изменять настройки инкубатора, просматривать записи последних 100 БИ, распечатывать документацию или сохранять ее в виде электронных файлов.