

Инкубатор для новорожденных BISTOS BT-500

РЗН 2016/5198

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 23-37°C, температура кожи 35-37°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

Bistos Co., Южная Корея



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	23-37 °C
Температура кожи	35-37 °C
Диапазон установки влажности	40-95 %
Режим взвешивания	автоматический
Диапазон взвешивания	0-10000 гр
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Воздушный фильтр	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	7", ЖК, цветной

Габариты

Размер	1020×610×760 мм
Вес	80 кг

Описание

- возможность измерения насыщения кислородом крови новорожденного (SpO2);

- наличие механизма плавной регулировки наклона, выдвижного ящика для матраца облегчают уход и позволяют легко изменять положение ребенка и не тревожить понапрасну младенца;
- инкубатор ВТ 500 легко комбинируется с лампой для фототерапии.