

Инкубатор для новорожденных Drager Babyleo TN500

РЗН 2018/7115

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, аварийные индикаторы, лоток для рентгеновской кассеты, регулировка высоты

Dragerwerk AG & Co KGaA, США



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Аварийные индикаторы	Да
Лоток для рентгеновской кассеты	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	цветной, сенсорный

Описание

Babyleo TN500 обеспечивает оптимальную терморегуляцию для новорожденных, как при открытом или закрытом режимах ухода, так и в процессе перехода между ними. Благодаря сочетанию трех источников тепла, этот кювез надёжно защищает малышей, обеспечивая им условия для роста и развития, упрощая при этом рабочие процессы в отделениях за счет быстрого и удобного доступа к ребенку.