

Инкубатор для новорожденных JW Medical CHS-i1000

ФСЗ 2012/12600

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-37°C, температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

JW Medical Corporation, Южная Корея



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Режим взвешивания	автоматический
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	LED

Габариты

Вес	130 кг
-----	--------

Описание

- контроль показателей, который обеспечивает поддержание заданной влажности, температуры и концентрации кислорода;
- интенсивное поддержание заданной влажности и температуры при открытой дверце благодаря автоматическому режиму;
- возможность регулировать высоту и наклон головного конца;
- двойная стенка для звукоизоляции;
- 8 разновидностей звуковых и зрительных сигналов, которые оповещают о неисправности аппарата;
- встроенные автоматические весы, позволяющие следить за динамикой массы новорожденного;
- модуль SpO2 опционально.