

Инкубатор для новорожденных Giraffe Incubator Carestation CS1

ФСЗ 2011/09722

стационарный, влажность / температура воздуха /
температура тела, температура воздуха 35-37.5°C,
регулировка высоты

Datex-Ohmeda Inc., США



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	35-37.5 °C
Регулировка высоты	Да
Таймер	Да

Габариты

Размер	1520-1780×1140×660 мм
Матрац	488×648 мм
Вес	138 кг

Описание

Giraffe Incubator Carestation представляет собой инкубатор для новорожденных. Инкубаторы обеспечивают регулируемую подачу тепла новорожденным, которые физиологически не способны к естественной терморегуляции. Это достигается созданием для новорожденного замкнутой среды с регулируемой температурой. Данное устройство может включать в себя систему подачи кислорода с сервоприводом. Она предназначена для обеспечения стабильной концентрации кислорода в отсеке новорожденного на уровне, установленном оператором (21–65 %).

Giraffe Incubator сочетает в себе передовое микропроцессорное управление с улучшенными тепловыми характеристиками. К его особенностям можно отнести наличие панелей кровати, обеспечивающих доступ к пациенту с любой стороны, дисплеев с хорошей просматриваемостью, элементов управления на обеих сторонах инкубатора и кровати большой площади с поворачиваемым матрасом.