

Инкубатор для новорожденных УОМЗ ИДН-02

ФСР 2008/03527

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 25-39°C, температура кожи 34-39°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО, Россия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-39 °C
Температура кожи	34-39 °C
Диапазон установки влажности	60-85 %
Диапазон установки подачи кислорода	21-95 %
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Воздушный фильтр	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	1720×620×1650 мм
--------	------------------

Описание

- детский модуль особой конструкции с двойными стенками и транспортной тележки;
- открывающиеся боковые панели и 5 окошек, поднимающийся прозрачный колпак, кровать с изменяемым углом;
- укомплектован портами подключения вспомогательной аппаратуры и местом под рентгеновскую кассету;
- система контроля концентрации кислорода, предотвращающая гипоксию у новорожденных;
- световая и звуковая сигнализация, которая реагирует на минимальные отклонения жизненно важных показателей от заданных режимов, отключение внешнего электропитания, поломку датчиков и вентилятора.