

Инкубатор для новорожденных Tosan Infant Incubator 111

ФСЗ 2012/11960

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-41°C, температура кожи 20-41°C, аварийные индикаторы, лоток для рентгеновской кассеты, регулировка высоты

Tosan Co, Иран



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	ручное / сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-41 °C
Температура кожи	20-41 °C
Аварийные индикаторы	Да
Лоток для рентгеновской кассеты	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	920×630×1450 мм
Вес	90 кг

Описание

Инкубатор для новорожденных Infant Incubator 111 предназначен для выхаживания недоношенных новорожденных. Базовый блок содержит двойные боковые стенки. Предусмотрена система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла при открытии панелей. При необходимости возможна полная дезинфекция емкости увлажнителя. Для соблюдения мер предосторожности в наличии имеется страховочный фиксатор откидной передней стенки колпака и фиксатор поднятого колпака. В качестве опции имеется противопролежневый матрасик с легко дезинфицируемым покрытием

Особенности:

- режим снабжения кислородом;
- мощность нагрева прибора включает 10 уровней;
- уровень шума - 48 дБ;

- тревога отклонения от заданной температуры;
- тревога повышения температуры;
- тревога дисфункции температурного датчика;
- тревога дисфункции вентилятора;
- тревога отключения питания;
- тревога разрядки батареи;
- тревога недостатка уровня воды в увлажнителе.